

# UNIDAD DE RAYOS-X MURAL

- ✓ Utiliza un tubo de rayos X de micro enfoque, para tomar imágenes con claridad.
- ✓ Usa protección de plomo de doble capa para reducir la radiación.
- ✓ Controlado con microordenador, con opción para modo de niño o adulto, fácil de operar.
- ✓ Cuenta con control remoto inalámbrico, opera en un rango de 10 metros, para mayor comodidad y libertad de movimiento haciendo que el procedimiento sea seguro y conveniente.
- ✓ Revelando en sala luminosa, imagen en 2 o 3 minutos, el especialista puede diagnosticar convenientemente al máximo.
- ✓ Botón RGV, se puede utilizar en el sistema de imagen digital oral.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	:	AC 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz, 500VA
Max. Voltaje del tubo de funcionamiento	:	70kVp
Dimensiones del foco	:	0.8 x 0.8 mm <sup>2</sup>
Distancia focal	:	200 mm
Filtración total	:	1.5mmAl
Tiempo de exposición	:	0.2 - 2 segundos
Fuga de radiación	:	Fuera de 1 metro $\leq$ 0.002 mGy/h



Teléfono: (56 2) 2696 5728

Teléfono 2: (56 2) 2697 0320

Fax: (56 2) 2695 1307



info@oller.cl



Teatinos 770 Oficina 11A

Santiago - Chile