

EASY MOVE

HESSELINC[®]
MEDICAL EQUIPMENT



Breve Descripción

EASY MOVE por medio de las características técnicas de los materiales que la componen es posible, por medio de fricción que estas generan, trasladar pacientes sin mayor esfuerzo independiente de las alturas y pesos que tenga cada paciente.

Easy move ayuda en la transferencia para todo tipo de pacientes como lo son; pacientes graves - pacientes con necesidades de asistencia permanente - pacientes de tercera edad - etc.

De acuerdo a los requisitos actuales de la ciencia moderna, el departamento de enfermería cumple e implica trabajos bajo gran cantidad de esfuerzos físicos, generando en el personal dolores de

espalda o lumbar dentro de su trabajo diario. Ahora gracias a herramientas auxiliares es posible mejorar la calidad de vida dentro del trabajo para éste segmento laboral y, a su vez, generar mayor seguridad a los pacientes que necesitan de este servicio básico.

Colores disponibles:

Azul

Verde



Especificaciones Técnicas

EASY MOVE

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Largo: | 170 cms |
| Ancho: | 50 cms |
| Material Externo: | Nylon |
| Material Interno: | Polycarbonato, ULF Low Friction |
| Peso Neto: | 1,3-3,3 Kilos |
| Carga Máxima: | 15 a 200 Kilos |

Mantenimiento:

Limpiar general con paño húmedo.
Limpieza de cubierta con agua a 60 grados celcius
y esterilizado con antisépticos comunes no erosivos.

HESSELINC[®]

MEDICAL EQUIPMENT

INTERIOR



EXTERIOR



Demostración & Uso EASY MOVE



Ejercicio demostrativo, pasos del uso de EASY MOVE:

