

F4797

LÁPIZ ELECTROQUIRÚRGICO MONOUSO ESTERIL PARA ELECTROCIRUGIA COMANDO MANUAL



Lápiz electroquirúrgico desechables FIAB con control manual de doble botón tienen características que las hacen altamente confiables durante las prácticas de electrocirugía. Su sistema de bloqueo hexagonal evita la rotación del electrodo durante el uso. La impermeabilidad del sistema está garantizada por una junta tórica de silicona especial que evita la infiltración de líquidos y protege al operador de descargas eléctricas. El "clic" de los botones garantiza el reconocimiento inmediato de la activación. El conector universal Valleylab permite el uso del F4797 con la gran mayoría de generadores para electrocirugía. La pieza de mano F4797 se puede conectar a generadores lejos del campo de operación gracias al cable de 5 metros con el que está equipado el modelo F4797 / 5. El "clic" audible de los interruptores asegura una identificación inmediata de la activación. El conector universal tipo Valleylab permite usar los lápices con todo tipo de dispositivos electroquirúrgicos que usan este conector estándar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – TECHNICAL FEATURES

DESCRIPCIÓN <i>DESCRIPTION</i>	Pieza de mano desechable. conexión 2.38 mm (3/32"), comando manual de botón coagulación/corte <i>Disposable electrosurgical pencil, housing 2.38 mm (3/32"), with finger tip cut-coag control</i>
MATERIAL <i>MATERIAL</i>	Plástico de alta resistencia. Libre de látex. <i>High resistance plastic. Latex-free</i>
LARGO DEL LÁPIZ <i>PENCIL LENGTH</i>	145 mm
CABLE <i>CABLE</i>	Tripolar alta resistencia <i>Tripolar, highly flexible</i>
LARGO DEL CABLE <i>LENGTH</i>	320 cm ± 3%
CONECTOR <i>CONNECTOR</i>	Universale tipo Valleylab <i>Universal tripolar moulded Valleylab type</i>
ELETTRODO <i>ELECTRODE</i>	Standard con cuchilla extraíble <i>Standard removable disposable blade</i>
STERILIZACIÓN <i>STERILISATION</i>	Oxido de Etileno <i>ETO gas</i>
PESO <i>WEIGHT</i>	70 gr ± 3%
SEGURIDAD ELÉCTRICA CONFORMIDAD ESTANDAR <i>COMPLIANCE TO ELECTRICAL SAFETY STANDARDS</i>	CEI EN 60601-1 / CEI EN 60601-2-2 / CEI EN 60601-1-2
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA <i>COMPLIANCE TO DIRECTIVE</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifche. Dispositivo medico in classe IIB <i>Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIB medical device</i>

EMPAQUE – PACKAGING

EMPAQUE <i>PRIMARY PACKAGING</i>	Sobre individual de papel y polietileno termosellado. <i>Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene</i>
PRESENTACIÓN DE VENTA <i>SALE PACKAGING</i>	Caja de cartón de 50 units <i>carton box</i>
ALMACENAMIENTO <i>STORAGE</i>	Temp.: 0°÷ +50° C - Humedad relativa.: 20% ÷ 80% <i>Temp.: 0°÷ +50° C - Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
VENCIMIENTO <i>EXPIRY</i>	48 meses a partir de la fecha de producción. <i>48 months from production date</i>

OTRAS CONFIGURACIONES – OTHER CONFIGURATIONS

MODELO MODEL	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES	EMPAQUE PACKAGING	
F4797/FR	Como F4797, con etiquetas de trazabilidad remobile - <i>As F4797 with traceability data on detachable labels</i>	Vedi F4797 See F4797	
F4797/5	Como F4797, con cable de 5 metros - <i>As F4797 with 5 mts cable</i>		
F4797/L	Como F4797, con electrodo de hoja larga - <i>As F4797 with long blade electrode</i>		
F4797/5L	Como F4797, con cable de 5 metros y electrodo de hoja larga - <i>As F4797 with 5 mts cable and long blade electrode</i>		
F4797/5/FR	Como F4797/5, con etiquetas extraíbles con datos de trazabilidad - <i>As F4797/5 with traceability data on detachable labels</i>		
F4797/WB	Como F4797, sin electrodo - <i>As F4797 without electrode</i>		
F4797/P	Como F4797, con electrodo de bola- <i>As F4797 with ball electrode</i>		
F4797/PL	Como F4797, con electrodo de bola larga - <i>As F4797 with long ball electrode</i>		
F4797/AL	Como F4797, con electrodo de aguja larga - <i>As F4797 with long needle electrode</i>		
F4797/5WB	Como F4797, sin electrodo con cable de 5 metros - <i>As F4797 without electrode with 5 mts cable</i>		
F4797/A	Como F4797, con electrodo de aguja - <i>As F4797 with needle electrode</i>		
F4797/5A	Com F4797, con cable de 5 metros y electrodo aguja - <i>As F4797 with 5 mts cable and needle electrode</i>		
F4797T	Como F4797, con electrodo de cuchilla recubierto en titanio - <i>As F4797 with titanium coated blade electrode</i>		
F4797/ERB	Como F4797, con conector para electrobisturi ERBE <i>As F4797 with ERBE connection</i>		
F4797/ERB/FR	Como F4797/ERB, con etiquetas extraíbles con datos de trazabilidad <i>As F4797/ERB with traceability data on detachable labels</i>		
F4797/5ERB	Como F4797, con cable de 5 metros y conector para electrobisturi ERBE <i>As F4797 with 5 mts cable and ERBE connection</i>		
F4797/A/ERB	Como F4797, con electrodo aguja y conector para electrobisturi ERBE <i>As F4797 with needle electrode and ERBE connection</i>		
F4797/P/ERB	Como F4797, con electrodo de bola y conector para electrobisturi ERBE <i>As F4797 with ball electrode and ERBE connection</i>		
F4797/5P/ERB	Como F4797 con electrodo de bola, cable de 5 metros y conector para electrobisturi ERBE <i>As F4797 with ball electrode, 5 mts cable and ERBE connection</i>		